


AICHI STEEL

磁性アタッチメント

マグフィット®



高い素材技術と 豊富なラインナップが 品質と信頼の証。

磁性アタッチメントとは？

磁性アタッチメントは、義歯を維持するために小型磁石を用いた歯根アタッチメントです。

小型磁石をステンレスに封入した磁石構造体を義歯に埋め込み、支台歯またはインプラントにキーパーを装着して使用します。

磁石構造体の磁力によりキーパーが吸着されることで維持力が発揮されます。

マグフィットとは？

トヨタグループ素材メーカーである愛知製鋼が素材開発から設計までを行っている磁性アタッチメントです。


30年以上の販売実績の中で豊富なラインナップを取り揃え、天然歯用・インプラント用

それぞれにおいて、総義歯および部分床義歯に対応できる製品があるほか、2021年からは

天然歯用の保険適用製品“マグフィットM”的販売を開始しました。



製品一覧



Contents

- P01 製品一覧
- P03 マグフィットが選ばれる理由
- 製品情報(天然歯用)
 - P05 マグフィットM
 - P07 マグフィットDX
 - P08 マグフィットEX
 - P09 マグフィットSX2
 - P10 マグフィットRKR
 - P11 マグフィットリムーブキーパー
- 臨床ステップ(天然歯用)
 - P12 マグフィットDX、EX
 - P13 マグフィットSX2
 - P14 マグフィットRKR
- 製品情報(インプラント用)
 - P15 マグフィットIP Iシリーズ
 - P16 マグフィットIP STシリーズ
 - P17 マグフィットIP Bシリーズ
 - P18 マグフィットIP A1シリーズ
 - P19 マグフィットIP V、Fシリーズ
 - P20 マグフィットIP関連製品
- 臨床ステップ(インプラント用)
 - P21 マグフィットIP
 - P22 注意事項

マグフィットが選ばれる理由

特長 1 着脱が容易

磁力をを使って維持力を発揮するため、装着時の方向の自由度が高く、磁石構造体とキーパを接触させるのみで装着できます。機械的に嵌めこむ力は必要ありません。また、磁石の特性上、横にずらすと取り外しやすくなります。


特長 2 清掃が容易

金属製のバネなどの留め具を必要とせず、凹凸部がないシンプルな構造になっているため、清掃が容易にできます。



特長 3 支台歯の歯冠歯根比の改善

支台歯の喪失に大きな影響を及ぼす因子として、支台歯の臨床的歯冠歯根比が挙げられています。歯冠歯根比が悪くなってしまった歯でも支台歯として有効に使用でき、歯冠歯根比を改善することができます。



磁性アタッチメントの特長




特長 4 審美性

義歯内側の磁石構造体で義歯を吸着しているため、クラスプを用いた義歯と比較して金属の露出が少ない特長があります。そのため、審美性に優れた義歯を設計しやすくなります。



特長 5 支台歯への負荷低減


側方にずれやすい性質があるため、有害な側方力や回転力が発生しにくいとされています。支台歯にとって有害な側方力に対しては、強力に維持力を發揮しないので、支台歯を側方力から守る働きがあるとされています。



参考 令和4年12月 日本歯科医学会「磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯の診療に対する基本的な考え方」

技術 1 閉磁路構造

磁石を有効に利用するためには、磁力を効果的に、かつスムーズに流れる磁気回路が不可欠です。マグフィットは、効率が良く、外部に磁気を漏らしやすい閉磁路構造を用い、吸引力を高めました。



技術 2 トレーサビリティー

品質保証の一環として、トレーサビリティーを重視し、すべての製品にロット番号をレーザ印字しています。マグフィットホットライン(フリーコール)を開設し、歯科医の先生方への確実で迅速な品質サービスの提供に努めています。



トヨタグループ 素材メーカーの 独自技術

AICHI STEEL


技術 3 磁性アタッチメント用 独自ステンレス鋼を採用

トヨタグループの素材メーカーとして、冶金技術を応用し、磁性アタッチメント用の耐食性に優れた軟磁性ステンレスAUM20(特許NoJP26227026)を独自開発しました。AUM20は金属アレルゲンとなりうるニッケルを含まない材料です。マイクロレーザ溶接技術にて、ステンレス内に磁石を封入することで、臨床に耐えうる構造を実現しました。



技術 4 義歯からの脱落防止機構

ワイング等を設け、義歯からの脱落防止のアンカー効果を狙った構造になっています。また、オーバルワイングは楕円形状とし、義歯内の回転防止を図っています。義歯から磁石構造体が脱落しにくいため、安心してお使いいただくことができます。なお、ダイレクトボンディング法(KB法)に対応した保険適用製品マグフィットMIは、オーバルワイングと維持溝を併用して脱落防止を図っています。





保険適用製品

マグフィット® M

特長

① マグフィットシリーズ唯一の保険適用製品


2021年にマグフィットシリーズで初めて保険適用製品になりました。

② 維持溝+オーバルウイングによる義歯固定


マグフィットMは、維持溝だけでなくマグフィットDXのオーバルウイングを併用し義歯からの脱落防止を図っています。

③ マグフィット初のダイレクトボンディング対応

ダイレクトボンディング対応のため、MRIにも対応します。



技工ステップ（ダイレクトボンディング法）



詳細な技工動画は、ホームページのマグフィット会員向け情報からご覧になれます。

仕様

基本性能

製品名	M800	M600	M400
吸引力	800gf	600gf	400gf
磁石構造体の高さ(mm)	1.3	1.3	1.0
キーパ直径(mm)	Ø4.0	Ø3.6	Ø3.0
各部の寸法	磁石構造体(mm) Ø4.9(×4.4) 1.3	Ø4.5(×4.0) 1.3	Ø3.9(×3.4) 1.0
キーパ(mm)	Ø4.0 Ø4.0	Ø3.6 Ø3.6	Ø3.0 Ø3.0



医療機器認証番号 マグフィットM : 21200BZZ00089000

磁石構造体単体、キーパ単体での販売となります

構造及び材質



MIに必要な垂直距離(目安)



付属品



キーパーパターンM1

根面板にキーパーを合着する際のスペースを作成するために用います。各品番には専用のキーパーパターンがあります。

※詳しい使用法は、マグフィット会の会員向け情報をより技工動画をご覧ください。



診断用ゲージ

マグフィットのサイズゲージ。マグフィットM、DXの400、600、800に対応しています。対合歯との間に入れ根面板の高さや人工歯の厚みを事前に予測・チェックするために用います。



ダミー・フォーマ

磁石構造体を一回り大きくした(約0.3mm)石膏ダミーを作製するためのゴム型。

マグフィット® DX

- 吸着面が円形で取扱いに優れたディスクタイプ
- 高径の低い臼歯への使用が可能
- オーバルウイングによる義歯脱落防止機構
- 鋳接法対応




仕様

基本性能

製品名	DX1000	DX800	DX600	DX400
吸引力	1000gf	800gf	600gf	400gf
磁石構造体の高さ(mm)	1.7	1.3	1.2	1.0
キーパ直径(mm)	Ø4.6	Ø4.0	Ø3.6	Ø3.0
各部の寸法	Ø5.5(×5.2) Ø5.0 1.7	Ø4.9(×4.4) Ø4.4 1.3	Ø4.5(×4.0) Ø4.0 1.2	Ø3.9(×3.4) Ø3.4 1.0
キーパ(mm)	Ø4.6 1.0 Ø4.6	Ø4.0 0.8 Ø4.0	Ø3.6 0.7 Ø3.6	Ø3.0 0.5 Ø3.0

医療機器認証番号 マグフィットDX : 21500BZZ00411000

構造及び材質




※AUM20は、当社ブランドのステンレス鋼です。

DXに必要な垂直距離(目安)



オーバル・ウイングで義歯床との確実な固定の実現



マグフィット® EX

- 歯の形に合わせた橢円形状
- 前歯部など狭いスペースへの適用が容易
- ヨーク側面のウイングによる義歯脱落防止機構
- 鋳接法対応



仕様

基本性能


製品名	EX600W	EX400W
吸引力	600gf	400gf
磁石構造体の高さ(mm)	1.8	1.5
吸着面寸法(mm)	3.8×2.8	3.4×2.4

医療機器認証番号 マグフィットEX : 20700BZZ01064000
マグフィットEXキーパ : 20900BZZ00746000

各部の寸法

EX600W	EX400W
Ø2.8 Ø3.2 1.8 2.8 Ø0.5 3.8	Ø2.4 Ø2.8 1.5 2.4 Ø0.5 3.4
(mm)	(mm)

構造及び材質



※AUM20は、当社ブランドのステンレス鋼です。

EX600W/400Wに必要な垂直距離(目安)



維持安定性の向上

磁石構造体にウイングを付与し、義歯床との確実な固定を実現します。



付属品




診断用ゲージ

マグフィットのサイズゲージ。マグフィットM、DXの400、600、800に対応しています。対合歯との間に入れ根面板の高さや人工歯の厚みを事前に予測・チェックするために用います。



ハウジング・パターン

マグフィットの磁石構造体のハウジング(磁石構造体のスペース)製作に用いる既製パターン。メタルフレームを用いた義歯の磁石構造体のスペースを確保するプラスチックパターン。



ダミー・フォーマ

磁石構造体を一回り大きくした(約0.3mm)石膏ダミーを作製するためのゴム型。



キーパセッタ

キーパの上に置き、キーパの傾きを確認する製品。



キーパキャリア

先端部に永久磁石を備えたハンドインツルメント。

付属品



診断用ゲージ

マグフィットEX専用のサイズゲージ。対合歯との間に入れ根面板の高さや人工歯の厚みを事前に予測・チェックするため用います。



ハウジング・パターン

マグフィットの磁石構造体のハウジング(磁石構造体のスペース)製作に用いる既製パターン。メタルフレームを用いた義歯の磁石構造体のスペースを確保するプラスチックパターン。



ダミー・フォーマ

磁石構造体を一回り大きくした(約0.3mm)石膏ダミーを作製するためのゴム型。



キーパセッタ

キーパの上に置き、キーパの傾きを確認する製品。



キーパキャリア

先端部に永久磁石を備えたハンドインツルメント。

マグフィット® SX2

- 軟組織と硬組織との沈下量の差をアジャストするスライド機構
- ラボサイドでも磁石構造体の義歯への合着が可能
- 義歯の複合的な動きに対応可能
- 即日治療可能



仕様

基本性能

製品名		Lタイプ	Sタイプ
吸引力		600gf	400gf
漏洩磁場		0.003T	0.002T
各部の寸法 磁石構造体 (mm)	外径 ①	Ø5.2	Ø4.7
	高さ ②	1.6	1.4
	吸着面径 ③	Ø3.7	Ø3.3
	高さ ④	7.7	7.5

医療機器認証番号 マグフィットSX2:21700BZZ00144000

義歯の複合的な動きへの対応

義歯の動きに合わせて上下方向に最大で0.4mm、または8°傾斜することができます。
キャップの嵌合力(脱着試験)は約15kgfです。




圧縮時



延伸時

義歯に合着した磁石構造体の動き

構造及び材質



マグフィット® RKR

- 鋳接作業が省略できるキャストレスキーパーシステム
- 歯根に直接レジンでコーピングできるため、症例によっては即日治療も可能
- ポスト部表面のレジンコーティングが根管内の維持安定性を向上



付属品

以下のアクセサリーを同梱しています。

- プラスチックダミー：磁石構造体合着のスペースを確保します。
- ワッシャタイプスペーサー：義歯の沈下空隙を確保します。
- メタルスペーサー：磁石の垂直的な沈下量補正のスペースを確保します。




仕様

基本性能

品番	RKDX-FL		RKDX-FS	RKDX-D
	吸着面 サイズ	Lサイズ	Sサイズ	ドーム形状
磁石 構造体 (DXC) (mm)	Ø4.9×4.4	Ø4.9×4.4	Ø4.5×4.0	Ø4.9×4.4
	1.3	1.2	1.2	1.4
キーパー (RKR) (mm)	Ø4.0	Ø3.6	Ø4.4	Ø4.0
	0.8	0.7	1.0	1.2
吸着面へのTiNコーティング				
吸引力	800 gf	600 gf	600 gf	
漏洩磁場	0.003 T	0.002 T	0.003 T	


医療機器認証番号 マグフィットDXC : 21500BZZ00443000
マグフィットRKR : 21600BZZ00340000

構造及び材質



MRI検査対応

キーパー部分の撤去により
対応可能。



付属品



ハウジング・パターン

マグフィットの磁石構造体のハウジング(磁石構造体のスペース)製作に用いる既製パターン。メタルフレームを用いた義歯の磁石構造体のスペースを確保するプラスチックパターン。



ダミー・フォーマ

磁石構造体を一回り大きくした(約0.3mm)石膏ダミーを作製するためのゴム型。



キーパーキャリア

先端部に永久磁石を備えたハンドインstrument。

リムーブキーパー

- キーパ可撤式
- キーパを簡単に取り外せ、MRI検査に対応
- キーパを直接鋳接しないため、キーパ表面の研磨・酸処理が不要になり、吸引力低下を防止



仕様

基本性能

吸引力	600 gf
漏洩磁場	0.003T
寸法 磁石構造体	高径(mm) 1.2
	最外径(mm) 4.5×4.0
寸法 キーパー式	仕上げ後高径(mm) 0.8
	吸着面径(mm) Ø3.6
	最外径(mm) Ø4.0

医療機器認証番号 マグフィットDX : 21500BZZ00411000
リムーブキーパー : 21100BZZ00752000

参考

- MRI撮像におけるアーチファクト(画像障害像):写真1
(資料提供:東京医科歯科大学大学院 摂食機能構築学)
磁性材料(キーパー)が装着された補綴物近傍にはアーチ
ファクトが発生し、口腔内の診断などに支障が出る場合
がある。
- アーチファクトの大きさの比較:図1





写真1 MRI撮像におけるアーチファクト



使用上の注意

- 支台歯の形成を凹面状(直径 約4.0mm)にすると吸着面を低くすることができます。(図2参照)
- クリアランスは、約5.0mm以上が適当です。
- キーパーを鋳造する際には、専用の鋳造治具を使用してください。(写真2参照)




図2 支台歯形成



写真2 鑄造治具

マグフィット DX / EX

基本臨床ステップ

特長


支台歯の形成や技工操作は通常の支台歯(根面)形成・根面板の製作・磁石構造体の取付けとシンプルな工程からなります。高度な治療技術でありながら、特殊な器具が不要です。

01 術前の口腔内



上顎両側犬歯を支台歯としてマグ
フィットを維持装置とするオーバー
デンチャーを作製します。

02 支台歯形成



根面形成、根管形成を行い、回転
防止溝を付与し、支台歯形成を行
います。

03 マグフィットの選択



診断用ゲージを使い、高径と歯根
断面を確認し、使用する磁石を決
定します。

04 キーパの溶接



作業用模型上、キーパのロウ型へ
の溶接は咬合平面と平行になるよ
うにします。

05 根面の合着



キーパを鋳接した根面板を酸洗
し、研磨仕上げした後、支台歯へセ
メント合着します。

06 磁石スペースの確保



磁石の位置決めをした後、義歯を
口腔内に装着し、磁石構造体との
間のスペースを確保します。

07 サンドブラスト処理



常温重合レジンとの接着強度を高
めるため、アルミナサンドブラスト
処理を施し、金属プライマーを塗布
します。

08 磁石構造体の合着



磁石構造体合着は、義歯の調整が
完了した1~2週間後に行います。

09 磁石式義歯の完成



完成義歯を口腔内に装着した状態
です。

マグフィット® SX2

基本臨床ステップ

特長


0.4mmのスライド機構が粘膜と支台歯の沈下度の違いをセルフコントロールします。義歯への磁石の取り付けが技工所で実施できるシステムです。スライド機構を生かすために、3種類の付属品（プラスチックダミー、ワッシャタイプスペーサ、メタルスペーサ）があります。

01 支台歯形成・根面板作製



マグフィットRKR基本臨床ステップ(P14)を参考にし、根面板を作製します。

02 印象採得



キーパーが取り付けられた支台歯に対し、個人トレーを用いて印象採得します。

03 プラスチックダミーとワッシャタイプスペーサの設置



作業用模型を作製します。模型のキーパー上にプラスチックダミーを固定し（瞬間接着剤を使用）、キーパー部にワッシャタイプスペーサを圧接します。その後、アンダーカット部をモデルリペア剤などで埋めます。

04 義歯製作



通法に従って重合し、取り出した後、バリを研磨します。

05 プラスチックダミーの除去




プラスチックダミーにフィッシャーバーなどで溝をつけて除去します。この際、磁石構造体のスペースに傷をつけないようにします。

06 ワッシャタイプスペーサの除去



エバンスなどのインスルメンツで、ワッシャタイプスペーサを取り除き、内面を整えます。

07 磁石構造体の前準備



磁石構造体の吸着面にメタルスペーサを吸着させ、その周辺をワックスで封鎖します。

08 磁石構造体の取り付け



磁石構造体をシノアクリレートで仮着後、義歯と磁石構造体のスペースに即重レジンを筆盛で充填します。

09 メタルスペーサの除去



スチーマーによりワックスを除去し洗浄後、スペーサを取り除きます。

マグフィット® RKR

特長

鋳接作業が省略できるキャストレスキーパーです。歯根に直接レジンでコーピングができるので、症例によっては即日治療も可能です。ポスト部表面のレジンコーティングが根管内の維持安定性を確かなものにしています。

01 術前治療



歯内治療完了後、根管の長さ、充填状態、歯列及び根管の曲がりをX線写真にて確認します。

02 根面形成



健康な硬質象牙質を歯根表面に残し、齲食組織があった場合、そのすべてを取り除きます。

03 根面形成の完成



キーパー吸着面と咬合平面を平行にするため、歯根表面と咬合平面を平行にしておく方が、ルートキーパーを装着しやすくなります。

04 根管形成



ピーソーリーマーを用いて根管形成します。ポストの外径よりも若干大きめのØ1.5mm程度の根管形成が推奨とされます。また、根管充填材の根尖封鎖部長さは3mm以上残す事が望ましいとされます。

05 キーパーの試適



ポストは根管に容易に挿入できません。さらに、キーパー底面と歯根表面の距離は、できるだけ小さく、かつキーパーと咬合平面が平行となるようにして下さい。

06 キーパー挿入の前処理



デュアルキュアタイプのコンポジットレジンを用いて支台築造後、根管内に注入します。

07 キーパーの挿入



挿入前に、吸着面を除くキーパーの表面にコンポジットレジンを塗布しポストの溝を充分なレジンにて満たしておきます。そして、歯根面にルートキーパーを挿入します。

08 形態修正



キーパーを削らないように注意し、形を整え、その後研磨します。歯根からはみ出た過剰のレジンは歯肉炎を防ぐために取り除きます。

09 完成



レジンコーピングの完成です。

マグフィット® IP | シリーズ

インプラント適合品番

- Straumann : スタンダードインプラント
スタンダードプラスインプラン
- Swiss Plus : Ø4.8mm Dプラットフォーム/ No.SPB8-14・SPWB8-14・OPB8-14・OPWB8-14



マグフィット® IP-ST

インプラント適合品番

- Straumann : BLTインプラント/ Ø3.3mm NC・Ø4.1mm RC・Ø4.8mm RC



| 仕様

基本性能

キーパー(мм)			
磁石構造体	14タイプ	30タイプ	45タイプ
フラット	IFD14	IFD30	IFD45
吸引力	750 gf		
SX	IFX14	IFX30	IFX45
吸引力	550 gf		

材質

- キーパー: AUM20
但しキーパーの表面は耐摩耗性を向上させるためTiNコーティングが施されています。

- リング部: Ti

推奨締付けトルク

- 25~30N·cm

工具

- キーパーの締付けには専用工具または1.3mmの六角ドライバ(20ページ参照)が必要です。

キーパー(мм)			
磁石構造体	14タイプ	30タイプ	45タイプ
ドーム	IDD14	IDD30	IDD45
吸引力	600 gf		

オプション

	特長	高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ)
	吸引力	900 gf
	サイズ	Ø4.2mm
	高さ	1.3 mm

| 仕様

基本性能 ナロークロスフィット(NC)用

キーパー(мм)			
磁石構造体	30タイプ	45タイプ	60タイプ
フラット	IFD30BN	IFD45BN	IFD60BN
吸引力	750 gf		
SX	IFX30BN	IFX45BN	IFX60BN
吸引力	550 gf		

基本性能 レギュラーコロスフィット(RC)用

キーパー(мм)			
磁石構造体	30タイプ	45タイプ	60タイプ
フラット	IFD30BR	IFD45BR	IFD60BR
吸引力	750 gf		
SX	IFX30BR	IFX45BR	IFX60BR
吸引力	550 gf		

材質

- キーパー: AUM20
但しキーパーの表面は耐摩耗性を向上させるためTiNコーティングが施されています。

工具

- キーパーの締付けには専用工具または1.3mmの六角ドライバ(20ページ参照)が必要です。

推奨締付けトルク

- 25~30N·cm

キーパー(мм)			
磁石構造体	30タイプ	45タイプ	60タイプ
ドーム	IDD30BN	IDD45BN	IDD60BN
吸引力	600 gf		

キーパー(мм)			
磁石構造体	30タイプ	45タイプ	60タイプ
ドーム	IDD30BR	IDD45BR	IDD60BR
吸引力	600 gf		

オプション

	特長	高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ)
	吸引力	900 gf
	サイズ	Ø4.2mm
	高さ	1.3 mm

マグフィット® IP B シリーズ

インプラント適合品番

- Branemark : レギュラープラットフォーム Ø3.75×4.0
- 3i : スタンダードインプラント Ø3.75×4.0
- ENDOPORE : No. 01B-711-12I2



仕様

基本性能

	キーパー(Φmm)	Ø4.7 0.5 3.1	Ø4.7 0.5 4.0	Ø4.7 0.5 5.5
磁石構造体	30 タイプ			
フラット	BFD30	BFD40	BFD55	
DXFL				
吸引力		750 gf		
SX				
SXFL	BFX30	BFX40	BFX55	
吸引力		550 gf		

材質

- キーパスクリュー : AUM20
但しキーパの表面は耐摩耗性を向上させるためTiNコーティングが施されています。

・リング部 : Ti

推奨締付けトルク

- 25~30N·cm

工具

- キーパの締付けには専用工具または1.3mmの六角ドライバ(20ページ参照)が必要です。

	キーパー(Φmm)	Ø4.7 0.7 3.1	Ø4.7 0.7 4.0	Ø4.7 0.7 5.5
磁石構造体	30 タイプ			
ドーム	BDD30	BDD40	BDD55	
DXD				
吸引力		600 gf		

オプション

DXF2L	特長	高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ)
	吸引力	900 gf
	サイズ	Ø4.2mm
	高さ	1.3 mm

マグフィット® IP A1 シリーズ

インプラント適合品番

- アストラテックインプラント : Micro Thread 4.0ST/4.5ST/5.0ST
※オッセオスピード 3.5S、4.0Sには適合しません。



仕様

基本性能

	キーパー(Φmm)	Ø4.7 1.0 2.3	Ø4.7 2.5 3.8	Ø4.7 5.3 4.0
磁石構造体	Sタイプ			
フラット	Mタイプ			
DXFL	Lタイプ			
吸引力		750 gf		
SX				
SXFL	AFXS	AFXM	AFXL	
吸引力		550 gf		

材質

- キーパスクリュー : AUM20
但しキーパの表面は耐摩耗性を向上させるためTiNコーティングが施されています。

推奨締付けトルク

- 25~30N·cm

工具

- アストラテックインプラント工具をご使用できます。

	キーパー(Φmm)	Ø4.7 1.2 2.5	Ø4.7 2.7 4.0	Ø4.7 5.5 4.2	
磁石構造体	Sタイプ				
ドーム	Mタイプ				
DXD	Lタイプ				
吸引力		600 gf			
オプション					
DXF2L	特長	高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ)			
	吸引力		900 gf		
	サイズ		Ø4.2mm		
	高さ		1.3 mm		

マグフィット® IP V シリーズ

インプラント適合品番

- リプレイスセレクトストレート／テーパードレギュラープラットフォーム Ø4.3



仕様

基本性能

キーパー(Φmm)	Ø4.7 0.5 3.0	Ø4.7 0.5 4.0	Ø4.7 0.5 5.5
磁石構造体	30タイプ	40タイプ	55タイプ
フラット DXFL	VFD30	VFD40	VFD55
吸引力	750 gf		
SX SXFL	VFX30	VFX40	VFX55
吸引力	550 gf		

オプション

DXF2L	特長	高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ)
	吸引力	900 gf
	サイズ	Ø4.2mm
	高さ	1.3 mm

マグフィット® IP F シリーズ

インプラント適合品番

- Frialit2 : D4.5・3.8mmタイプ:ステップシンランダ／ステップスクリュー



仕様


基本性能

キーパー(Φmm)	Ø4.7 0.5 1.7	Ø4.7 0.5 3.0	Ø4.7 0.5 5.0
磁石構造体	Ø3.8/Ø4.5 17タイプ	Ø3.8/Ø4.5 30タイプ	Ø3.8/Ø4.5 50タイプ
フラット DXFL	FFD17S FFD17L	FFD30S FFD30L	FFD50S FFD50L
吸引力	750 gf		
SX SXFL	FFX17S FFX17L	FFX30S FFX30L	FFX50S FFX50L
吸引力	550 gf		

オプション

DXF2L	特長	高吸引力型IP用磁石構造体(フラットタイプ)
	吸引力	900 gf
	サイズ	Ø4.2mm
	高さ	1.3 mm

インプラント用関連製品



キーパ組付け用六角ドライバ


マグフィットIPキーパは、下記インプラントメーカードライバで締め付け可能です。

メーカー	対応ドライバ
アストラテック	ヘックスドライバ 0.05"
エンドポア	ヘックスドライバ 0.05"
カルシテック	ヘックスドライバ 0.05"
プラトン	ヘックスドライバ SS,S,L
スイスプラス・スクリューベント	ヘックスドライバ 1.25mm

マグフィットIP用六角ドライバ

マグフィットIP用キーパの締め付けには、先端部がJIS1.3mm六角形のドライバが必要になります。

キーパは必ず推奨トルクで締め付けてご使用ください。



※1:0.05インチのヘックスドライバ相当

付属品



ハウ징・パターン

マグフィットの磁石構造体のハウジング(磁石構造体のスペース)製作に用いる既製パターン。メタルフレームを用いた義歯の磁石構造体のスペースを確保するプラスチックパターン。



ダミー・フォーマ

磁石構造体を一回り大きくした(約0.3mm)石膏ダミーを作製するためのゴム型。



マウンティングリング

磁石構造体をキーパ上の適切な位置に保持し、合着時に横ずれを防ぐ(低減する)ことを目的としたアクセサリ。
※マウンティングリングの詳しい使用法はホームページをご覧ください。



マウンティングリムーバ

義歯に合着されたマウンティングリングを義歯から取り外すことを目的としたアクセサリ。
※マウンティングリムーバの詳しい使用法はホームページをご覧ください。

マグフィット®IP

基本臨床ステップ

特長


インプラントに磁石を用いると、有害な側方力を逃すことができるため支台への負担を軽減することができます。遊離端義歯の咬合時の動搖には、球面形状の吸着面をもつドームタイプまたは樹脂製キャップをもつSXタイプの磁性アタッチメントが対応します。

01 インプラントの植立



通法に従い、インプラントを植立します。

02 頸骨の状態の確認



X線写真などで頸骨の状態の確認をします。

03 キーパの取り付け



所定のドライバにて規定の締付トルク値でキーパを取り付けます。

04 痛み設計




印象採得を行い、作業用模型を作製します。通法に従って義歯の設計、製作を行います。

05 痛み作製




作業模型上のアンダーカット部を事前にリリーフして義歯を作製します。このとき義歯床には磁石構造体合着用のスペースを設けておきます。

06 磁石構造体部分合着



作業穴を開け、口腔内で貫通上部より磁石構造体とキーパの位置を確認しながら筆盛りにて磁石構造体を部分的に合着します。

07 完全合着



部分合着後、義歯を外し完全合着を行います。その際、レジンの流出を防ぎ、アンダーカット部に流れ込みを防ぐために吸着面側を印象材を用いて封鎖します。

08 磁石式義歯の完成



磁石構造体が装着された義歯内面です。

09 装着した状態



完成義歯を口腔内に装着した状態です。

注意事項

画像診断時の注意

義歯は画像診断においてその妨げとなる可能性があります。一般X線検査を除く画像診断を行う際は、磁性アタッチメントを装着した義歯を外し、検査室に持ち込まないでいただくことを患者様にご説明してください。

特にMRI検査での注意

マグフィットを使用している患者様は、義歯に磁石構造体、口腔内にキーパ（磁石につく素材）が設置されています。そのため、MRI検査時に注意が必要となります。

義歯への影響

頭部・腹部にかかわらず義歯を装着したままMRI検査を受けた場合、MRI装置から発生される強い磁場により磁石構造体の吸引力が低下します。磁石構造体を装着した義歯を取り外して受診するように、必要事項を記入したマグフィットカードを患者様へ渡した上、十分にご説明ください。

マグフィットカード

●患者さんへ

MRI検査の場合は、義歯を外して受けてください。装着したまま検査を受けますと、磁力の低下及びMRI撮影の画像への歪が生じます。検査の際には担当医にこのカードを示してください。なお、海外でMRI撮影をする場合や、空港での高感度金属探知機などで問題視された場合は、裏面の英文を係員に示してください。

●担当医殿

このカードの持参者殿は下記の歯牙に磁性材料が適用されています。MRI診断に支障のある場合は、必ず当方にご連絡ください。

適用部位 87654321 | 12345678
(○印) 87654321 | 12345678

MAGFIT CARD

To whom it may concern:

This person named Mr./Ms. _____ wears a specific denture installed by magnetic attachment. It may cause disturbances during magnetic security checks or medical Magnetic Resonance Imaging examinations.

Dentist: _____

●歯科医院、歯科技工所殿


本カードに必要事項を記入の上、患者さんへお渡しください。

年月日

歯科医師名	
歯科医院名	
歯科医院住所	
TEL	FAX

頭部MRI画像への影響

キーパを中心ゴルフボール大程度のアーチファクトができるため、この部位のMRI検査が困難になります。診断部位と重なるなどの理由でMRI検査を行う医師からキーパの撤去を要求された時には、インプラント用はドライバで取り外す、天然歯用はキーパ部分をバーで2分割して取り外すなどの対応をお願いします。なお、天然歯用は、新たなキーパを接着レンジで固定することになります。この説明もあわせて患者様へ行ってください。



キーパあり



キーパなし

AICHI STEEL

愛知製鋼株式会社

〒470-2105 愛知県知多郡東浦町大字藤江字南栄町1丁目12番地

スマートカンパニー デンタル事業チーム

e-mail: magfit@he.aichi-steel.co.jp

https://www.aichi-steel.co.jp/sp_info/SPINFO/magfit/



詳細な情報はホームページをご覧ください。

マグフィットは愛知製鋼株式会社の登録商標です。製品の仕様は改良のため
お断り無く変更する場合がございますのでご了承ください。

ご使用に際しては、必ず添付文書をお読みください。

0120-34-0632

・受付時間 9:00～12:00 13:00～16:30 (土日祝日は除く)