

# インプラント用関連製品

## キーパ組付け用六角ドライバ

マグフィットIPキーパは、下記インプラントメーカードライバで締め付け可能です。

メーカー	対応ドライバ
アストラテック	ヘックスドライバ 0.05”
エンドポア	ヘックスドライバ 0.05”
カルシテック	ヘックスドライバ 0.05”
プラトン	ヘックスドライバ SS,S,L
スイスプラス・スクリューベント	ヘックスドライバ 1.25mm



### マグフィットIP用六角ドライバ

マグフィットIP用キーパの締め付けには、先端部がJIS1.3mm六角形のドライバが必要になります。  
キーパは必ず推奨トルクで締め付けてご使用ください。

仮締め用	トルクコントローラ用	
1.3HDI	1.3MDI	1.3MDB
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Straumannインプラント用トルクレンチ (No.046.119)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Branemarkシステム(ノーベルバイオケア)用トルクレンチ</li> <li>• 3iインプラントシステム用コントラングル・トルクドライバ(No.CATDB)</li> <li>• POIシステム用ハンドトルクドライバ</li> </ul>

※1:0.05インチのヘックスドライバ相当